

## Embozene® Microspheres

KALIBRERING • KONTROLL • TILLFÖRLITLIGT

### Exakt Kalibrering


EXAKTA STORLEKAR FÖR KOMPLICERADE BEHANDLINGAR

**Embozene® Microspheres** erbjuder det bredaste sortimentet av tätt kalibrerade mikrosfärer på marknaden. Exakta storlekar från 40 µm upp till 1300 µm mikrosfärer gör det möjligt att specifikt selektera målområdet för embolisering.

### BEHANDLINGSKONTROLL

ENKELT ATT SE, ENKELT ATT ANVÄNDA

UNIKA FÄRGKODADE SPRUTOR, FÖRPACKNINGAR SAMT MICROSFÄRER



#### Indikationer

Skall användas för embolisering av vaskulariserade tumörer och arteriovenösa missbildningar som:

- Myom
- Levercellscancer
- Tumör i huvud och nacke
- Blödning & Trauma
- Bröst- och skelettcancer
- Pre-Operativ Reduktion
- Neurovasculära och perifera blödningar
- Arteriovenösa missbildningar (Förutom i CNS)

**Embozene® Microspheres finns i förfyllda 1 ml respektive 2 ml sprutor.**

Storlek	1 ml	2 ml
40 µm	10410-S1	10420-S1
75 µm	10710-S1	10720-S1
100 µm	11010-S1	11020-S1
250 µm	12010-S1	12020-S1
400 µm	14010-S1	14020-S1
500 µm	15010-S1	15020-S1
700 µm	17010-S1	17020-S1
900 µm	19010-S1	19020-S1
1100 µm	111010-S1	111020-S1
1300 µm	113010-S1	113020-S1

exakt  
verksam  
effektivt

