

Embozene[®] Microspheres

En undersökning av ett oberoende laboratorium räknade antalet mikrosfärer / ml för Embozene[®] Microspheres kontra BioSphere's Embosphere och resultatet talar är tydligt.


För att bättre förstå denna jämförande data så visar vi här jämförelse produkt för produkt:

PRODUCT	BEAD SIZE	PARTICLES/ML
CeloNova Embozene™	40µm	12,621,000
CeloNova Embozene™	75µm*	2,324,000
CeloNova Embozene™	100µm	1,204,000
CeloNova Embozene™	250µm	105,000
CeloNova Embozene™	400µm	18,900
CeloNova Embozene™	500µm	9,100
CeloNova Embozene™	700µm	4,200
CeloNova Embozene™	900µm	2,800
CeloNova Embozene™	1100µm*	1,400
CeloNova Embozene™	1300µm*	700

PRODUCT	BEAD SIZE	PARTICLES/ML
Biosphere Embosphere®	40-120	5,411,200
Biosphere Embosphere®	100-300	28,875
Biosphere Embosphere®	300-500	10,530
Biosphere Embosphere®	500-700	5,530
Biosphere Embosphere®	700-900	3,280
Biosphere Embosphere®	900-1200	1,020

Data provided by FDA-certified independent laboratory July 2009
*This size not yet available in the US.

BETTER PLATFORM. BETTER PRODUCT. **BETTER PRICE.** BETTER WAY.



Embozene Microspheres	Antal/ml	Biosphere	Antal/ml	Antal/ml mer i Embozene
40 µm	12 621 000	40-120	5 411 200	2,5 ggr fler
75 µm	2 324 000			
100 µm	1 204 000			
250 µm	105 000	100-300	28 875	3,6 ggr fler
400 µm	18 900	300-500	10 530	2 ggr fler
500 µm	9 100			
700 µm	4 200	700-900	3 280	1,25 ggr fler
900 µm	1 400			
1100 µm	1 400	900-1 200	1 020	1,4 ggr fler
1300 µm	700			

Hur är det möjligt att ha fler mikrosfärer per ml?

Exakt storlek och kalibrering. Embozene[®] Microspheres har mindre utrymme mellan varje sfär eftersom dom är symmetriska och dessutom endast en storlek, vilket gör att de packas tätt tillsammans.

- **Mindre antal Embozene[®] Microspheres för att uppnå angiografisk stas**
- **Behandling går snabbare med Embozene™ Microspheres, vilket ger lägre strålningsdos för patienten och personalen.**

